

# Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TEL.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53 • E-mail: importaciones@coresadecv.com • www.coresadecv.com

**LABORATORIOS CLINICOS RADIOLOGIA Y ASIMILADOS**

**FACTURA**  
 SERIE: 12SD000F  
 N° 0111  
 REGISTRO N° 1690-0  
 NIT: 0614-280775-001-3

MINISTERIO DE EDUCACION

Señor (es): \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ JAVIER AVILA

No. DUI ó NIT: \_\_\_\_\_ Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

12/02/2013

FORMA DE PAGO: 60 DIAS

San Salvador, \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<p>ITEM No. 6; CROMATOGRAFO DE GASES CON AUTOMUESTREADOR MARCA: PERKIN ELMER MODELO: CLARUS 580 El cromatógrafo opera a 110/120V y 50/60Hz. Incluye: Interface física para un futuro acople con detector de espectrómetro de masas. Interface Grafica de Usuario con Pantalla de Contacto (Touch Screen) Soporte Multilenguaje: Ingles, Francés, Italiano, Alemán, Español, Japonés y Ruso. Observación Grafica del Cromatograma en tiempo real. Contador de retroceso para inyecciones manuales. Calculador de velocidad lineal de flujo. Observación grafica de programas neumáticos y de temperatura. Pantalla de resumen de estado. Registro de Archivos. Automuestreador, Horno, Detector de Ionización de llama (FID), Inyector Capilar Programable Split/Splitless, Computadora y UPS de 1 KVA, UPS de 3KVA para uso del cromatógrafo, Columnas capilares para cromatógrafo de gases, Juego de gases ultrapuros. Automuestreador. Deberá tener varias velocidades de inyección, dentro de las cuales se espera que sean normales, rápidas y lentas. Los modos de programación: Sólo o Multimétodos. Numero de Posiciones de Muestreo: aprox. 82, mas uno de prioridad. Incluye los viales compatibles con el automuestreador. Volumen de Muestreo: 0.1 µL a 0.5 µL con la jeringa de 0.5 µL en incrementos de 0.1 µL. 0.5 µL a 5.0 µL con la jeringa de 5.0 µL en incrementos de 0.5 µL. 5.0 µL a 50.0 µL con la jeringa de 50.0 µL en incrementos de 5.0 µL Ajustes de Viscosidad: 0 - 15. Máximo Número de Inyecciones por Vial: 15. Máximo Número de Lavado con Solvente: 15 lavados posteriores. Máximo Numero de Bombeo de Muestra: 15. Máximo Numero de Lavados Previos de Muestra: 15. Volumen Mínimo de Muestra Requerido: 5 µL cuando se usa con el inserto de vial de 0.25 mL 350 µL cuando se usa con vial de 2 mL. Horno: Con un volumen de al menos 10 600 cm3. El rango de temperatura debe variar desde aproximadamente 10 grados centígrados arriba del ambiente hasta aproximadamente 450 grados centígrados. Debe tener protección de sobre calentamiento de columna que pueda ser seleccionado por el usuario hasta 450 grados centígrados. Programador de Temperatura: 3 rampas, 4 niveles. Inyector Capilar Programable SPLIT/SPLITLESS. Temperaturas desde 50 grados centígrados a 500 grados centígrados en incrementos de 1 grado centígrado. Velocidad de calentamiento de 1 grado centígrado/min., a 200 grados centígrados/min., o balístico. Conexión de 1/16 pulgadas. Gran volumen de inyección de hasta 50 µL con Automuestreador (opcional), manualmente 150 µL Detector de Ionización de Flama (FID): No requiere de gas auxiliar (Make-Up) debido a la eficiencia de barrido del efuyente de la columna por el gas hidrogeno de combustión. Conexiones de 1/8 de pulgada. Temperatura de operación: 100 °C a 450 °C con incrementos de 1 °C. Sensibilidad: &gt; 0.015 Coulombs/g C. Cantidad mínima detectable: &lt;3*10-12 gC/seg. nonano a una S/N = 2 a 1. Linealidad: &gt; 106. Filtración de señal: 50, 200, 800 msec. Rango de entrada: 1,20.</p> <p>ESTA FACTURA SUSTITUYE A FACTURA No. 28                      PASA A FCF No. 112</p>	\$45,999.00			\$45,999.00
		SUMAS		\$	\$
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">                       _____  <b>CORESA, DE C.V.</b> </div> <div style="text-align: center;"> <p>David Grimaldi</p>                       _____                      RECIBIDO POR                 </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		(-) 1% IVA RETENIDO		\$	
		SUB-TOTAL		\$	
		VENTA NO SUJETA		\$	
		VENTAS EXENTAS		\$	
		VENTA TOTAL		\$	

**PAGADURIA AUXILIAR-GOES, MINED**  
**PAGO CON CHEQUE**

CHEQUE N° 61143

MONTO \$ 82.212,96

FECHA 04 JUN 2013

CUENTA N° 590055650-5  
 BANCO AGRICOLA