

ACTA No. 00227/2022/DSMFFA/COSAM

RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE AL INSTRUMENTO N°103 CD N° 01/2022 CON DECLARATORIA DE URGENCIA DENOMINADA: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (1) ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AÑO 2022 PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA (1) UNIDAD OFTALMOLÓGICA CON EQUIPO PERIFÉRICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

En la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, con sede en la Ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día dos del mes de julio del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos, Lic. Mónica Esmeralda Calderón Moran, representante de la empresa SUPLIMED, S.A. DE C.V. y [REDACTED]

[REDACTED] Administrador de contrato a fin de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN el suministro, instalación y puesta en marcha del ítem 1 adjudicado a la empresa SUPLIMED, S.A. DE C.V., contemplado en Factura No. 00325 y No. 00326 ambas de fecha 27JUN022, por un monto total de NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 (USD \$97,475.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	<p>ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA DE PEROXIDO DE HIDROGENO CAPACIDAD 131.4 LITROS MARCA: RENOSEM, PAIS: COREA DEL SUR.</p> <p>a) Esterilizador de baja temperatura de peróxido de hidrógeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • VOLUMEN TOTAL DE LA CAMARA 131.4 LITROS. • Dimensiones 1,547 (Alto) x 778 (Ancho) x 1,12 (Longitud) mm. • Cámara Rectangular Espaciosa, Estante extraíble de dos niveles, Material de la cámara acero inoxidable, fácil de limpiar, duradera, resistente a los ácidos, Pared de la cámara libre de contacto. • Interfaz amigable para el usuario. Controles de Pantalla táctil fácil de usar y pantalla táctil codificada por color. Información de ciclo de esterilización de fácil monitoreo. Tiempo de ciclo, temperatura, presión y mucho más. • Ruedas móviles con bloqueo incorporado. Fácil de reubicar en la ubicación deseada del usuario. No requiere instalaciones adicionales (fontanería de agua, sistemas de aireación). • Sistema de Almacenamiento de Datos. Sistema automático de respaldo de datos mediante tarjeta de memoria/USB. <p>b) Cámara Rectangular Espaciosa.</p> <p>c) Sistema de seguridad de apertura de puerta durante ciclo de esterilización.</p> <p>d) Capacidad de cámara de esterilización, VOLUMEN TOTAL DE LA CAMARA 131.4 LITROS.</p> <p>e) Esterilizador de baja temperatura a base de</p>	\$97,475.00	\$97,475.00

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A., contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

	<p>peróxido de hidrogeno.</p> <p>f) Interfaz amigable para el usuario. Controles de Pantalla táctil de 8.5", fácil de usar y pantalla táctil codificada por color. Información de ciclo de esterilización de fácil monitoreo: Tiempo de ciclo, temperatura, Presión y mucho más.</p> <p>g) Impresora térmica incorporada para registros de datos de esterilización.</p> <p>h) Almacenamiento de datos con tarjeta de memoria para 500 + ciclos.</p> <p>i) Ruedas móviles con bloqueo incorporado.</p> <p>j) Equipo con control microprocesador.</p> <p>k) Tres (03) ciclos diferentes según el material a esterilizar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclo non-lumen. - Ciclo eco. - Ciclo avanzado. <p>Información de ciclo de esterilización de fácil monitoreo: Tiempo de ciclo, temperatura, Presión y mucho más.</p> <p>l) Temperatura de procesamiento bajo 55°C</p> <p>m) Tiempo de ciclos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclo non-lumen: aproximadamente 28 min. - Ciclo eco: aproximadamente 45 min. - Ciclo avanzado: aproximadamente 62 min. <p>n). Modo auto-prueba, inspección del esterilizador y limpieza. Aproximadamente 10 min.</p> <p>o) 1.- 200 – 230 VAC trifásico opcional 50/60 Hz. La empresa se encarga de cualquier instalación eléctrica necesaria para el completo funcionamiento del equipo.</p> <p>2.- Sistema de protección eléctrico de seguridad por regulador de voltaje.</p> <p>p) 1.- 2 bandejas para instrumental de 28" x 18" x 5" ofrecen lo último en protección para sus valiosos instrumentos con materiales durables.</p> <p>2.- Se anexa cuadro con descripción de cantidades de los consumibles a entregar para la realización de 300 cargas de esterilización.</p> <p>3.- Una (01) selladora de bolsas o papel para la esterilización.</p> <p>4.- Trescientos (300) indicadores biológicos compatibles con la esterilización de peróxido de hidrogeno con su respectiva incubadora. La entrega de los indicadores será (100) con el equipo; las restantes serán entregadas a solicitud del servicio a través del administrador de contrato en el periodo de vigencia del contrato.</p>		
MONTO TOTAL:			\$97,475.00

Se hace constar que:

1.- Los equipos: Esterilizador de baja temperatura de peróxido de hidrogeno, una (01) selladora de bolsas y una incubadora para indicadores biológicos compatible con la esterilización fueron entregados en fecha 27 de junio.


2.- Los equipos cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas, previamente definidas por la institución según contrato.

3.- La empresa SUPLIMED S.A. de C.V. se hizo presente los días 27, 28 y 29 de junio para la realización de las conexiones eléctricas necesarias para el equipo Esterilizador de baja temperatura de peróxido de hidrogeno, sin embargo, se vieron retrasadas debido a la necesidad del rastreo y aprobación de la línea de toma de corriente eléctrica trifásica así como del tablero eléctrico a utilizar, por parte del Departamento de Mantenimiento del Hospital Militar Central.

4.- La empresa SUPLIMED S.A. de C.V. ha realizado la entrega de una parte de los insumos necesarios para realizar 300 cargas de esterilización en fecha 29 de junio quedando pendiente el resto a conveniencia del Servicio de Central de Equipo y Esterilización y por tanto del Hospital Militar Central.

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:



Mónica Esmeralda Calderón Moran
MONICA ESMERALDA CALDERON MORAN
LICENCIADA
REPRESENTANTE DE SUPLIMED, S.A. DE C.V.

RECIBE:



[Handwritten Signature]

TÉCNICO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

76