



Pag ..2 de 2

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4618000643**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50007935 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, S.

**LIBRE GESTION No. : 1Q18000008**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A962202	CONTADOR DIFERENCIAL PARA LABORATORIO CLINICO	UN	4	\$ 190.000000	\$ 760.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CONTADOR DIFERENCIAL PARA LABORATORIO CLINICO

DESCRIPCION COMERCIAL: CONTADOR DE LABORATORIO

MARCA DEL PRODUCTO: DIGISYSTEM

MODELO : DBC-9D

GARANTIA DE FABRICA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACION

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: MINIMO 5 AÑOS

FORMA DE ENTREGA : 90 DIAS CALEND. DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA EMISION DEL QUEDAN.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: TAIWAN

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACION

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALEND.+ 26 DIAS CALENDARIO.

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: CONTADOR DE LABORATORIO

COLOR: NO DETALLA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: VIGENCIA DE O/C HASTA EL 31/03/2019 DESP.DE SU LEGALIZ.


**CARACTERISTICAS TECNICAS:**  
 CONTADOR DE LABORATORIO. EL REGISTRO DE LA DNM DEBE SER PRESENTADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO. ENTREGA LOCAL: CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES 2 UNIDADES, HOSPITAL DE ONCOLOGIA 1 UNIDAD. UNIDAD MEDICA QUEZALTEPEQUE 1 UNIDAD. VENCIMIENTO: NO DETALLA EN SU OFERTA. LA SOCIEDAD BRINDARA PROGRAMA DE CAPACITACION A LOS USUARIOS DEL EQUIPO.USUARIO ACEPTA EL PLAZO PROPUESTO DE ENTREGA POR LA SOCIEDAD. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN OFERTA TECNICA. LA SOCIEDAD PRESENTARA GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES. VER ANEXO 1 DE LA ORDEN DE COMPRA.

**VALOR TOTAL \$ 3,303.590000**

SI EL CONTRASTISTA INCUMPLE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ESTARA SUJETO A LAS SANCIONES REGULADAS CON LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE LE SEAN APLICABLES.

SAN SALVADOR A LOS 14 DIAS DEL MES DE octubre 2018

*Recibi original de pag 2 de 2*

  
 I.S.S.S.



Lic. Sofia Lorena de Rivas

*1:56 PM*



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS INSTITUCIONAL  
SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN**

OK

**ANEXO I**

ORDEN DE COMPRA 4618000643, LIBRE GESTION No 1Q18000008

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE PARA VARIOS CENTROS DE ATENCION DEL ISSS"**

DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERA PRESENTAR PARA TRÁMITE DE PAGO:

- Única entrega:
  - ✓ Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
  - ✓ Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
  - ✓ Original de Orden de Compra.
  - ✓ Recibo de cotización vigente.

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

El contratista al ser notificado por el Administrador de Contrato del rechazo del producto entregado, deberá además retirar el producto rechazado en un período no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese período no retira el producto según lo solicitado, el contratista autoriza al ISSS para que este sea trasladado del almacén del ISSS a sus bodegas u oficinas y para que se retenga el monto correspondiente al manejo y transporte de las facturas que le tuviere pendiente de pago.

**CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL**

En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del ofertante a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el Art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

**ENTREGA DEL PRODUCTO**

Es necesario contactar a UNIDAD MEDICA DE QUEZALTEPEQUE, CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES Y HOSPITAL DE ONCOLOGIA, para confirmar la entrega del producto en fecha según compromisos adquiridos, esto para que sea agregado a la programación de entregas del día, el producto a entregar contratado bajo esta Libre Gestión.

Si se tiene algún inconveniente para cumplir con la entrega es necesario notificarlo directamente a UNIDAD MEDICA DE QUEZALTEPEQUE, CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES Y HOSPITAL DE ONCOLOGIA. Al haber algún incumplimiento en las fechas establecidas se aplicara las multas por incumplimientos respectivos; de acuerdo a lo estipulado en el Art. 85 LACAP.

El producto a entregar debe de cumplir con las especificaciones de acuerdo a lo solicitado por el ISSS; a excepción de aquellos en los cuáles haya una justificación técnica por parte de los usuarios solicitantes, en la cual se justifique la conveniencia de la adquisición y que no afecta los intereses institucionales.

**FIRMA DE ORDEN DE COMPRA**

Con base a lo establecido en el Manual de Procedimientos para el ciclo de gestión de adquisiciones y contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública UNAC pág. 173, considerar lo detallado a continuación según sea el caso (CONTRATO u ORDEN DE COMPRA):

Después de comunicado el resultado del proceso de adquisición / contratación, la UACI ó la Unidad Jurídica o la que haga sus veces convocará en un plazo no mayor de cinco días hábiles al oferente seleccionado ganador para firma del contrato.

La orden de compra es un documento de contratación que se formaliza únicamente con la firma unilateral por parte de la Autoridad competente del Contratista.

La falta de presentación por parte del oferente seleccionado para firma del contrato en el plazo establecido sin justa causa, constituirán causa suficiente para cerrar el proceso sin seleccionar al contratista. En tal caso, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere y se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente.

En caso que el oferente seleccionado rehúse a proporcionar lo requerido en la orden de compra sin justa causa, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere, o procederá a realizar un nuevo proceso, y se iniciará el procedimiento sancionatorio.

*Recibi original de anexo I*



**MINISTRO DE  
ONCOLOGIA S.A.  
DE  
MEDICINA  
C.V.  
530-1030**

*[Handwritten Signature]*  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES  
DELEGADA

**Lic. Sofia Lorena de Rivas**

*"Con una visión más humana al servicio integral de su salud"*

*1:56 PM  
31/10/18*



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS INSTITUCIONAL**  
**SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN**

OK

**ANEXO I**

ORDEN DE COMPRA 4618000643, LIBRE GESTION No 1Q18000008

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE PARA VARIOS CENTROS DE ATENCION DEL ISSS"**

**ADMINISTRADORES DEL CONTRATO:**

CODIGO A962004 (1 UNIDAD) Y A962202 (1 UNIDAD): JACQUELINE CARRANZA RAMIREZ- JEFE DEL LABORATORIO CLINICO UMI QUEZALTEPÉQUE.

CODIGO A962202 (2 UNIDADES): ELBA NUBIA BRAN- JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES.

CODIGO A962202 (1 UNIDAD): MARTA GRISELDA LIMA VALENCIA – JEFE SERVICIO DE HEMATOLOGIA.


En cumplimiento a la Ley de Medicamentos, sus reglamentos y normativas, el contratista deberá presentar junto con la primera entrega o entrega única o inicio del servicio cuando aplique, documento expedido por la Dirección Nacional de Medicamentos que contemple el número de Registro Sanitario vigente; este documento deberá ser presentado en original o copia simple. El ISSS se reserva el derecho de verificar en línea el número de Registro presentado.

Los Administradores de Contratos serán los responsables de recibir el documento del Registro Sanitario antes citado, en caso que el contratista no entregue dicho documento solicitado, no se recibirán los bienes contratados, y deberán hacer las gestiones que corresponden por el incumplimiento. Los accesorios repuestos y consumibles utilizados para el mismo modelo de equipo por si solos no requieren registro sanitario como insumos médicos pero deben ir amparados en el mismo registro de dicho equipo, ya que estos son parte fundamental para el funcionamiento del equipo, por su participación activa. Sin embargo, los accesorios que son genéricos, es decir utilizados para varios modelos de equipo por si solos SI requieren registro sanitario como Insumos Médicos

**DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.**

El contratista será responsable de las acciones de sus empleados, que vulneren los Derechos y Deberes de los derechohabientes del ISSS que atiendan, de conformidad a lo regulado en el Art. 35 de la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud.

Patricia Acosta de R.



Lic. Sofía Lorena de Rívae

*Recibi original de anexos*




*1:56 M 31/10/18*



EQUIPO: CENTRIFUGA PARA BANCO DE SANGRE CODIGO: A962004 LABORATORIO DE UNIDAD MEDICA QUEZALTEPEQUE		CODIGO: A962004	CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACION TECNICA DEL EQUIPO OFERTADO	REFERENCIA DE ESPECIFICACION TECNICA EN DOCUMENTACION TECNICA PRESENTADA
<b>1</b>	<b>Características Generales</b>			
1.1	Centrifuga con material resistente para 12 tubos		Centrifuga con material resistente para 12 tubos	Pág. 1 del catálogo Pág. 20 del manual de usuario
1.2	Construida con material resistente a la corrosión (ETR)		Construida con material resistente a la corrosión	Pág. 20 del manual de usuario
1.3	Con interruptor de encendido, piloto y pantalla digital que muestre el tiempo y velocidad (ETR)		Con interruptor de encendido, piloto y pantalla digital que muestre el tiempo y velocidad	Pág. 2 del catálogo Pág. 12 del manual de usuario Guía rápida para las centrifugas Hermle
1.4	Debe incluir rotor de fácil extracción para tubos 12x75 milímetros (ETR)		Incluye rotor de fácil extracción para tubos de 12 x 5 ml, con longitud de 65 – 75 mm	Pág. 2 del catálogo Pág. 10 del manual de usuario
<b>2</b>	<b>Parámetros</b>			
2.1	Motor inducido libre de mantenimiento, con protección por sobrecalentamiento (ETR)		Motor inducido libre de mantenimiento, con protección por sobrecalentamiento	Pág. 1 del manual de usuario
2.2	Control digital o por microprocesador		Control por microprocesador	Pág. 2 del catálogo
2.3	Alarma sonora y visual por desbalance y fin de programa (ETR)		Alarma sonora y visual por desbalance y fin de programa	Pág. 8 y 17 del manual de usuario
2.4	Temporizador de 0 a 99 minutos		Temporizador de 99h 59 min	Pág. 2 del catálogo
2.5	Velocidad programable (ETR)		Velocidad programable	Pág. 2 del catálogo Guía rápida para las centrifugas Hermle
2.6	Velocidad máxima de 3,500 RPM, (ETR)		Velocidad máxima de 6,000 RPM	Pág. 2 del catálogo

		(superior a lo solicitado)	
2.7	Rotor de ángulo fijo entre 20-45 grados (ETR)	Rotor de ángulo fijo de 32° grados	Pág. 2 del catálogo
2.8	Nivel de ruido menor a 60db (ETR)	Nivel de ruido menor a 60db	Pág. 2 del catálogo
<b>3</b>	<b>Requerimiento de energía</b>		
3.1	Voltaje: 120+ - 10% de tolerancia VAC/ Frecuencia: 60 Hz	Voltaje: 120+ - 10% de tolerancia VAC/ Frecuencia: 60 Hz	Pág. 2 del catálogo Pág. IV del manual de usuario
3.2	Que incluya UPS compatible con el equipo	Incluye UPS	Catalogo UPS

Atentamente,



REPRESENTANTE LEGAL



# COMPACT CENTRIFUGE 2206A

Código: A9C 2004



**HERMLE**  
LABORTECHNIK

# Accessories 2.206A

# Compact Centrifuge for Physicians 2.206A and Clinical Laboratories

Ref. 1.1 & 1.4

## Rotor/Bucket

## Adapters

Angle rotor 12 x 15 ml.  
Angle: 32° *Ref. 2.7*



Order No.: 221.54 V01

max. speed: 6000 rpm *Ref. 2.6*  
RCF-value: 4427 xg  
max. radius: 11,0 cm  
Acceleration time in s: 33 / 95  
Deceleration time in s: 51 / 257

15 ml Falcon	15 ml	7 ml	5 ml	1,5 / 2,0 ml
17 121 without	17 105-120 without	13 100 701.011	13 65-75 701.012	11 42 701.015

*Ref. 1.4*

Angle rotor 6 x 50 ml  
Angle: 40°



Order No.: 221.55 V01

max. speed: 6000 rpm *Ref. 1.4*  
RCF-value: 4427 xg  
max. radius: 11,0 cm  
Acceleration time in s: 41 / 91  
Deceleration time in s: 52 / 247

50 ml Falcon	50 ml RB/OR	30 ml	16 ml	15 ml Falcon	15 ml
29 116 without	29 100-120 without	25 100 708.019	18 100-105 708.003	17 121 708.030	17 97-120 708.030

Angle rotor 18 x 1,5/2,0 ml  
Angle: 45°



Order No.: 220.95 V06

max. speed: 6000 rpm  
RCF-value: 2938 xg  
max. radius: 7,3 cm  
Acceleration time in s: 11 / 60  
Deceleration time in s: 10 / 30

1,5 ml	0,5 ml	0,4/0,2 ml
11 without	8 704.005	6 704.004

Swing out rotor 6 x 5 ml  
Angle: 0-90°



Order No.: 220.68 V04

max. speed: 4000 rpm  
RCF-value: 1896 xg  
max. radius: 10,4 cm  
Acceleration time in s: 8 / 35  
Deceleration time in s: 7 / 25

5 ml
13 75 without

The Z 206 A accepts up to 12 x 15 ml conical and round bottom tubes. For tubes with smaller dimensions we offer several adapters. For larger volumes we offer an angle rotor for 6 x 50 ml conical and round bottom tubes.



## Specifications

- Microprocessor with LCD display *Ref. 2.2*
- Electrical lid lock
- Pre-selection of the rotor type
- Active imbalance-identification and -cut off
- Manufactured according to international safety regulations
- Noise level under 60 dBA at max. speed *Ref. 2.8*
- A large variety of rotors and accessoires *Ref. 1.4*
- Easy change of rotors



## Distinct Control Panel *Ref. 1.3*

- Simple one handed operation
- Easy to program with gloves on
- Foil keyboard
- Permanent indication of preset and actual values
- Selection of speed in both rpm and g-force, with increments of 50/10 *Ref. 2.5*
- 10 acceleration and deceleration rates
- Pre-selection of the running time from 10 s to 99 h 59 min or continuous *Ref. 2.4*

## Technical Data

max. speed:	6000 rpm	Dimensions (wxdhxd):	28 x 26 x 37 cm
max RCF:	4427 xg	Weight:	15 Kg
max. volume:	6 x 50 ml	Power consumption:	100 W
Speed Range:	200 - 6000 rpm with 50 rpm increments	Order numbers:	
Running time:	59 min 50 s / 10 s increments	306.00 V01 - Z 206 A, 230 V / 50 - 60 Hz	
	99 h 59 min / 1 min increments	306.00 V02 - Z 206 A, 120 V / 50 - 60 Hz <i>Ref. 3.1</i>	



**HERMLE Labortechnik GmbH**  
Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen - Germany  
Phone: + 49 7426/9622-11 • Telefax: + 49 7426/9622-49  
E-Mail: vertrieb@hermleLT.de • Internet: www.hermle-labortechnik.de



Technical modification rights reserved. V 01/16

EQUIPO: A962202 CONTADOR DIFERENCIAL PARA LABORATORIO CLINICO UNIDAD MÉDICA QUEZALTEPEQUE DEL ISSS		CODIGO: A962202	CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACION TECNICA DEL EQUIPO OFERTADO	REFERENCIA DE ESPECIFICACION TECNICA EN DOCUMENTACION TECNICA PRESENTADA
<b>1</b>	<b>Características Generales</b>			
1.2	Pantalla digital LED de 0 a 999 caracteres		Pantalla digital LED de 0 a 99 caracteres ( 9 ventanas con la capacidad de llegar hasta el 999 carácter)	Pág. 1 del catálogo
1.3	De 8 teclas y totalizador		De 8 teclas y totalizador	Pág. 1 del catálogo
1.4	Tecla de borrado		Tecla de borrado	Pág. 1 del catálogo
<b>2</b>	<b>Parámetros</b>			
2.1	Alarma audible al llegar al conteo de 100 células		Alarma audible al llegar al conteo de 100 células	Pág. 1 del catálogo
2.3	Control electrónico		Controlado por microprocesador	Pág. 1 del catálogo
2.4	Con medida aproximadas 21-25cm x 16-20cm x 7-10 cm		Con medidas aproximadas 24 cm x 9.4 cm x 4.8 cm	Pág. 1 del catálogo
<b>3</b>	<b>Requerimiento de Energía</b>			
3.1	Voltaje; 110 a 120 V/Frecuencia: 60Hz		Voltaje; 100-240 V/Frecuencia: 60Hz	Pág. 1 del catálogo

Atentamente,




REPRESENTANTE LEGAL



<b>EQUIPO: A962202 CONTADOR DIFERENCIAL PARA LABORATORIO CLINICO HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Y ONCOLOGICO DEL ISSS</b>		<b>CODIGO: A962202</b>	<b>CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACION TECNICA DEL EQUIPO OFERTADO</b>	<b>REFERENCIA DE ESPECIFICACION TECNICA EN DOCUMENTACION TECNICA PRESENTADA</b>
<b>1</b>	<b>Características Generales</b>			
1.2	Pantalla digital LED de 0 a 999 caracteres		Pantalla digital LED de 0 a 99 caracteres ( 9 ventanas con la capacidad de llegar hasta el 999 carácter)	Pág. 1 del catálogo
1.3	De 8 teclas y totalizador		De 8 teclas y totalizador	Pág. 1 del catálogo
1.4	Tecla de borrado		Tecla de borrado	Pág. 1 del catálogo
<b>2</b>	<b>Parámetros</b>			
2.1	Alarma audible al llegar al conteo de 100 células		Alarma audible al llegar al conteo de 100 células	Pág. 1 del catálogo
2.3	Control electrónico		Controlado por microprocesador	Pág. 1 del catálogo
2.4	Con medida aproximadas 21-25cm x 16-20cm x 7-10 cm		Con medidas aproximadas 24 cm x 9.4 cm x 4.8 cm	Pág. 1 del catálogo
<b>3</b>	<b>Requerimiento de Energía</b>			
3.1	Voltaje; 110 a 120 V/Frecuencia: 60Hz		Voltaje; 100-240 V/Frecuencia: 60Hz	Pág. 1 del catálogo

Atentamente,




REPRESENTANTE LEGAL



## DIGITAL DIFFERENTIAL BLOOD CELL COUNTER


DBC-9D &amp; DBC-9D-M

Código: A962202



DBC-9D

- Digisystem Digital Blood Cell Counter DBC-9D & DBC-9D-M use microprocessor controlled system which offers accurate and simple counts.
- 8 keys have red and white colors in sequence for identification.
- Each key has a 3-digit LCD window. One 3-digit LCD window is for the total amount.
- Cell pictures for BASO, EOSIN, MYELO, JUVEN, STAB, SEG, LYMPH, MONO, are labelled.
- A click sound on each touch to confirm the count.
- At one hundred increment of the total amount, a short beep sound is heard.
- Push the percent (%) button to calculate percentages, and push the reset button to clear the counts.
- Push the +/- button can increase or decrease the counts. Push the function (FUN.) button to adjust the contrast and to monitor the remaining battery energy.
- The model DBC-9D-M has two extra functions which can use a RS232 connector to connect with a printer and can use a SD card to save data. Push the function (FUN.) button also can display the date.
- The power supply can be 100~240V or 2 pcs of AA battery.
- Quality certificate: ISO 9001, ISO 13485.

**Specifications:**

Model	DBC-9D	DBC-9D-M
Number of key	8 keys	
Number of window	9 x 3-digit LCD window (including one window for total amount)	
Function button	4 function buttons (+/-, %, RESET, FUN.)	6 function buttons (+/-, %, RESET, FUN., PRINT, SAVE)
Standard accessory	3.3V 1.2A switching adapter (US or EU plug available)	
Optinal accessory	None	58mm receipt printer

Power supply: 100~240V 50/60Hz / 2 pcs of AA battery (Note: batteries and SD card are not included)

Contador de células sanguíneas digitales diferenciales DBC-9D se utiliza en hematología para clasificar y contar glóbulos blancos.

Descargar

Contador de células sanguíneas diferenciales digitales DBC-9D / DBC-9D-M catálogo

(/Archive/\_eng/Digital counter DBC-9D,DM.pdf)

Añadir consulta (Javascript:void(0);)

## Características

- \* El contador digital de células sanguíneas Digisystem DBC-9D utiliza un sistema controlado por microprocesador que ofrece recuentos precisos y simples. *Ref. 1.2* *Ref. 2.3*
- \* 8 botones tienen colores rojo y blanco en secuencia para la identificación. *Ref. 1.3*
- \* Cada botón tiene una ventana LCD de 3 dígitos. Una ventana LCD de 3 dígitos es para la cantidad total. *Ref. 1.3*
- \* *Ref. 1.2* 8 imágenes de celda para BASO., EOSIN., MYELO., JUVEN., STAB., SEG., LYMPH., MONO., Están etiquetadas.
- \* Un clic en cada toque para confirmar el conteo.
- \* Con cien incrementos de la cantidad total, se escucha un pitido corto. *Ref. 2.1* *Ref. 1.4*
- \* Presione el botón de porcentaje (%) para calcular porcentajes, y presione el botón de reinicio para borrar los conteos. Presione el botón +/- para aumentar o disminuir los conteos. Presione el botón de función (FUN.) Para ajustar el contraste y controlar la energía de la batería.
- \* La fuente de alimentación puede ser de 100 ~ 240V o 2 piezas de batería AA.
- \* Certificación de calidad: ISO 9001, ISO 13485 *Ref. 3.1*

## Especificación

Modelo	DBC-9D
Número de botón	8
Número de ventana	Ventana LCD de 9 x 3 dígitos (incluyendo una ventana para la cantidad total) <i>Ref. 1.2</i> <i>Ref. 1.4</i>
Botón de función	4 botones de función (+/,% , RESET, FUN)
Accesorio estándar	Adaptador de conmutación 3.3V 1.2A
Peso	NW 350g / GW 620g
Dimensión (mm) (AxPxH)	245 x 94 x 48 <i>Ref. 2.4</i>
Fuente de alimentación	100 ~ 240V 50 / 60Hz o 2 piezas de batería AA (nota: <i>Ref. 3.1</i> las baterías no se suministran)

## Productos relativos